



IMAGINE

ein Hörgeräte-Portfolio,
das allen Ansprüchen gerecht wird

Beltone Imagine™

GN Hearing GmbH

An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster
Tel.: +49 251 - 20 39 6-0
Fax: +49 251 - 20 39 6-250
www.beltone.com



© 2022 GN Hearing Care Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Beltone ist eine eingetragene Marke der GN Hearing Care Corporation. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android, Google Play und das Google-Play-Logo sind eingetragene Marken der Google LLC. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Die Wortmarke Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

102872DE 05|22





Innovative Lösungen für alle Bedürfnisse

Wir bei Beltone verstehen, dass das Gehör eines jeden Menschen einzigartig ist. Umso wichtiger ist es daher, eine maßgefertigte Hörlösung zu finden, welche zu den individuellen Wünschen und Bedürfnissen passt. Die Beltone Imagine Hörsystemfamilie bietet eine personalisierte Lösung für jeden – immer basierend auf unserem Versprechen für einen natürlichen, klaren Klang. Unser Produktangebot umfasst unterschiedliche Hinter-dem-Ohr Modelle bis hin zu einem Power Hörgerät für einen starken Hörverlust. Mit jedem Hörgerät der Beltone Imagine-Familie erhalten Sie Zugang zu neuester Technologie und Akkutechnik, wodurch ein rundum natürliches Hörerlebnis ermöglicht wird.



Beltone **Imagine RIC**

Das Beltone Imagine Receiver-in-Canal ist ein revolutionäres Hörgerät, welches auf Sie persönlich zugeschnitten ist. Seine fortschrittliche Technologie nutzt die individuelle Anatomie des Ohres, wodurch Sie Klänge genauso natürlich wahrnehmen, wie die Natur es vorgesehen hat. Mit Beltone Imagine RIC können Sie auf Ihr Gehör vertrauen und in jeder Hörsituation selbstbewusst agieren – wo auch immer das Leben Sie hinführt.



Beltone **Imagine HdO**

Wenn es um Hörgeräte geht, verdienen Sie das Beste – und mit der neuesten Beltone Imagine Familie bekommen Sie genau das. Wir stellen vor: Die wiederaufladbaren Beltone Imagine Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte, einschließlich eines Power-HdOs. Diese robusten und zuverlässigen Hörgeräte ermöglichen es Ihnen, in anspruchsvollen Hörsituationen Sprache im Lärm zu hören und das Beste aus jedem Moment zu machen – mit nur einer Akkuladung, die genug Energie für einen ganzen Tag liefert. Die Beltone Imagine RIC und HdO Hörgeräte sind mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, für selbstbewusstes Hören – und das alles für ein Hörerlebnis nach Maß.

Maßgeschneiderter Klang

Das Beltone Imagine RIC mit M&RIE-Hörer (Microphone & Receiver-In-Ear) ist eine hochmoderne Hörlösung. Es ist das einzige RIC, das die natürliche Form des Ohrs nutzt, um den Klang genauso aufzunehmen, wie die Natur es vorgesehen hat.

Beltone Imagine RIC mit M&RIE-Hörer nutzt die natürliche Filterfunktion Ihrer Ohrmuschel und bietet Ihnen so ein individuelles Klangerlebnis. Der M&RIE-Hörer nutzt dafür die individuelle Anatomie Ihres Ohres, indem ein drittes Mikrofon unmittelbar im Gehörgang platziert wird. Aufgrund dieses innovativen In-Ear-Designs bietet das Beltone Imagine RIC ein noch besseres räumliches Bewusstsein bei erstklassiger Klangqualität.

Das Beltone Imagine RIC weist dank des Rückkopplungs-Managers zudem eine höchstmögliche Tonqualität ohne Pfeifen oder Verzerrungen auf und ermöglicht es, Mikrofon und Hörer in einem einzigen kleinen Modul zu kombinieren. Und weil das Mikrofon im Ohr sitzt, ist es besonders windgeschützt. Im Freien ermöglicht es ein besseres Hörerlebnis bei einer gleichzeitigen Windgeräuschreduzierung von 15 dB – ohne die Verstärkung zu verringern.



90%

der Träger bevorzugen den natürlichen Klang des M&RIE-Hörers

Studien belegen

M&RIE liefert den Klang genau so natürlich, wie es das Ohr tun würde**

Groth J. (2020). An innovative RIE with microphone in the ear lets users "hear with their own ears". Beltone white paper.
* Verglichen mit Pinna-Restaurierung und omnidirektionaler Mikrofoncharakteristik.
** Bei Hörtests mit Normalhörenden.

Ein individuelles Design für ein großartiges Erlebnis

Wiederaufladbar, robust und wetterfest – mit Beltone Imagine HdOs erhalten Sie ein großartiges Klangerlebnis.

Natürlicher Klang war noch nie so komfortabel
Beltone Imagine HdOs sind mit einem niedrigeren Schwerpunkt ergonomisch gestaltet und haben zudem nur einen Kontaktpunkt am Ohr. Dadurch wird gewährleistet, dass die Mikrofone beim Tragen bestmöglich positioniert sind.

Ob Sie sich mit Ihren Liebsten treffen, zur Arbeit gehen oder Ihrer täglichen Aktivität nachgehen – genießen Sie den Tag, ohne sich Gedanken über Ihre Hörgeräte machen zu müssen.





Maßgeschneidert für Ihren Alltag

Die bewährte Beltone Imagine Technologie ermöglicht selbst in lauten Umgebungen eine große Klangklarheit – dank unserem Ansatz, der vom individuellen Gehör inspiriert ist.

Vernetzte Direktionalität 3

Diese Funktion der Imagine Beltone RICs und HdOs passt die Mikrofone der Hörgeräte automatisch an die unterschiedlichen Hörsituationen an, um ein optimales Sprachverständnis zu gewährleisten. Dazu überwacht die Vernetzte Direktionalität 3 kontinuierlich die Geräuschumgebung und passt automatisch die Direktionalitätseinstellungen der einzelnen Hörgeräte an.



bis
zu **2 dB**

besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis im Vergleich zu traditioneller Direktionalität¹

bis
zu **30%**

Verbesserung im Sprachverstehen unter Lärmbedingungen mit Ultra Fokus im Vergleich zu Vernetzter Direktionalität 3²

bis
zu **1.5 dB**

besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis, wenn die Störgeräusche auf einer Seite lauter sind³

Ultra Fokus

Wenn Sie sich in herausfordernden Situationen befinden und sich vollkommen auf die Geräusche vor Ihnen konzentrieren möchten, müssen Sie nur das Ultra Fokus Programm direkt über Ihr Hörgerät oder über ihre Beltone HearMax™ App aktivieren. Wenn der Ultra Fokus Modus aktiviert ist, werden das rechte und das linke Hörgerät hochgradig direktional auf die Sprachfrequenzen ausgerichtet und liefern ein an die Umgebung maßgeschneidertes Hörerlebnis. So können Sie sich auf den Klang direkt vor Ihnen konzentrieren, ohne von Ihrer Umgebung abgeschnitten zu werden. Sie können die stärkste Direktionalität und die optimale Geräuschunterdrückung bequem einstellen, um das bestmögliche Hörerlebnis in besonders lauten Situationen zu erhalten.

Premium Chip-Plattform

Die Beltone Imagine HdOs und RICs sind auf einer fortschrittlichen Chip-Plattform aufgebaut, welche die gesamte Klangverarbeitung präzise und effizient macht. Mit der hohen Eingangsdynamik und erweiterten Hochfrequenzbandbreite bildet diese Plattform die technische Grundlage für ein optimales Klangerlebnis. Durch die stromsparende Technologie in Kombination mit einer schnellen Verarbeitungsgeschwindigkeit müssen Sie nie befürchten, etwas zu verpassen.

1. Gegenüber unserer älteren Produkte, abhängig vom Hörverlust.
Quelle: Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy: CrossLink Directionality 3 and Ultra Focus. Beltone white paper.
2. Quelle: Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy: CrossLink Directionality 3 and Ultra Focus. Beltone white paper.
3. Im Vergleich zu Direktionalität ohne Gewichtung
Quelle: Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy: CrossLink Directionality 3 and Ultra Focus. Beltone white paper.

Ein maßgeschneidertes Hörerlebnis, auf das Sie vertrauen können

Mit den Beltone Imagine Hörlösungen erhalten Sie ein Klangerlebnis, welches individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Beltone HearMax App erlaubt Ihnen, Ihr Hören selbst in die Hand zu nehmen. Mit Beltone Fern-Feinabpassung Live besteht zudem die Möglichkeit, jederzeit mit Ihrem Hörakustiker in Kontakt zu treten.



Beltone Fern-Feinabpassung Live

Beltone Fern-Feinabpassung Live ist ein einfacher und praktischer Service, der es Ihrem Hörakustiker ermöglicht, Sie individuell zu betreuen und zu unterstützen, wenn Sie Hilfe aus der Ferne – zum Beispiel im Urlaub – benötigen. Sie können sprechen, per Video-Chat kommunizieren und die Hörgeräte online feineinstellen lassen. So bleiben Sie aus der Ferne in Kontakt, mit Beltone Fern-Feinabpassung Live. Verfügbar für iOS und Android™ Geräte.





Direktes Audio-Streaming

Beltone Imagine Hörgeräte verwenden die Bluetooth® Low Energy Technologie, die erstklassiges Audio-Streaming bietet. Zugleich bietet Beltone eine fortschrittliche Signalverarbeitung, die sicherstellt, dass die Klangqualität jederzeit optimal ist.

Beltone Imagine RICs und HdOs streamen Audio direkt von iPhone, iPad oder Android-Smartphones über die Bluetooth Low Energy Technologie. Dies ermöglicht Ihnen einen kristallklaren Audioempfang von Telefongesprächen, Navigations-Ansagen, Internetradio, Musik, Podcasts, Hörbüchern, etc. direkt in Ihre Beltone Imagine Hörgeräte.

Hands-Free-Telefonie

Die Beltone Imagine Hörgeräte können Sie auch als kabelloses Headset mit Freisprechfunktion für Telefon- und FaceTime-Anrufe für iPhone und iPad* nutzen, was durch die Premium-Streaming-Technologie ermöglicht wird.

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Works with
android 

* Die Beltone Imagine Hands-Free-Funktion ist kompatibel mit iPhone 11 oder höher, iPad Pro 12,9-Zoll (5. Generation), iPad Pro 11-Zoll (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation), mit den Software-Updates iOS 15.3 und iPadOS 15.3 oder neuer.

Verbinden Sie sich mit dem was wirklich zählt

Unabhängig von Ihrem Lebensstil oder Vorlieben bieten Ihnen die Beltone Imagine RICs und die wiederaufladbaren HdOs, zusammen mit dem passenden kabellosen Zubehör die Möglichkeit, sich mit dem zu verbinden was wirklich wichtig ist.

Beltone HearMax App

Mit der intuitiven App können Sie die Lautstärke ganz einfach steuern und Programme, Rauschunterdrückung, Sprachfokus und vieles mehr direkt von Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Ihrer Apple Watch oder Ihren Android-Geräten aus einstellen. Sie laden die App einfach kostenlos aus dem App Store oder Google Play Store herunter und können die bevorzugte Klangeinstellung nach eigenen Wünschen vornehmen.

Beltone Direct Line kabelloses Zubehör

Sie haben eine große Auswahl an kabellosem Zubehör, das Ihnen noch mehr Möglichkeiten bietet, sich mit all Ihren bevorzugten Unterhaltungs- und Kommunikationstechnologien zu verbinden. Streamen Sie für ein erstklassiges Klangerlebnis die Audiosignale einfach in Ihre Beltone Imagine RIC- oder HdO-Hörgeräte.

Beltone TV Link 2

Überträgt den Ton von jedem Fernsehgerät auf Ihre Hörgeräte für ein kristallklares Klangerlebnis.

Beltone Fernbedienung Mini und Fernbedienung 2

Schnell und einfach die Lautstärke anpassen, Programme wechseln, anderes Zubehör aktivieren und vieles mehr.

Beltone Phone Link 2

Dieses Gerät überträgt Gespräche von Ihrem bluetoothfähigen Handy zu Ihren Hörgeräten.

Beltone myPAL Pro and myPAL Micro

Geben Sie die myPAL Pro- und myPAL Micro-Mikrofone an Freunde, Kollegen, Familienangehörige usw., um unabhängig von der Entfernung einen klaren Klang und eine gute Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.



TV Link 2

Fernbedienung 2

Phone Link 2

Fernbedienung Mini

myPAL Pro

myPAL Micro

Ein maßgeschneidertes Design

Jedes Beltone Imagine Hörgerät ist auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Sie haben ein diskretes Design, das sich durch Ästhetik, Qualität und Komfort auszeichnet. Sie sind in einer Farbpalette erhältlich, die Haut- und Haartöne elegant ergänzt, sowie in fünf Bauformen, die je nach Akku- und Modellpräferenz ausgewählt werden können. All dies macht jedes Beltone Imagine Hörgerät zu einer hochgradig individualisierbaren Hörlösung.

Wetterfest

Alle Geräte der Beltone Imagine Familie sind IP68 zertifiziert – ein wetterfestes Design für jeden Tag.

Farbpalette


Wählen Sie die Farbe, die am besten zu Ihrem Haar, Ihrer Haut oder Ihrem Stil passt. Wählen Sie aus Sparkling Silver, Champagner, Gold, Bronze, Warm Grey, Graphite, Espresso und Deep Black.

Hardware

Beltone Imagine RICs und HdOs sind ergonomisch so gestaltet, dass sie einen niedrigeren Schwerpunkt als frühere Modelle haben und zudem nur einen Kontaktpunkt aufweisen. Das Design trägt dazu bei, beim Tragen die bestmögliche Positionierung der Mikrofone zu gewährleisten. Im Inneren der Hörgeräte befindet sich eine beeindruckende, bewährte Technologie, die für jeden Bedarf das individuell bestmögliche Hörerlebnis liefert.



Sparkling Silver Champagne Gold Bronze Warm Grey Graphite Espresso Deep Black





RIC 63
312






RIC 63
Li-Ion



RIC 64
13

Anpassbereich



Designs, die einen Unterschied machen

Beltone Imagine Hörgeräte gibt es mit Ex-Hörer, Thin Tube oder Winkel. Für jedes Ohr gibt es eine komfortable Hörlösung.

Zuverlässiger Verstärker

Es gibt SureFit 3-Hörer in fünf Leistungsstufen: vier Standardhörer LP, MP, HP und UP sowie M&RIE. Eine Vielzahl von Leistungs- und Funktionsmerkmalen der Produktlinie sorgt dafür, dass sämtliche akustischen Leistungsanforderungen erfüllt werden können. Alle Hörer sind in verschiedenen Längen erhältlich, um Komfort, Ästhetik und einen besseren Halt im Ohr zu gewährleisten. Sie sind einfach zu handhaben und erfordern keine Werkzeuge zum Anbringen und Abnehmen vom Hörgerät.

Robuste Domes

Beltone Imagine RICs und HdOs sind mit Domes ausgestattet, die immer sicher sitzen. Es gibt vier Arten von Domes: Open, Tulip, Closed und Power. Sie können darauf vertrauen, immer die richtigen Optionen und die beste Passform zu finden - um damit die bestmögliche Klangqualität zu erhalten.

Neue Winkel und Thin Tubes

Beltone Imagine HdOs sind mit neuen Winkeln und Thin Tubes ausgestattet, die sich leicht am Hörgerät anbringen lassen.





HdO 76
Li-Ion



P HdO 86
Li-Ion

HP HdO 86
Li-Ion

Anpassbereich



Keinen **Augenblick** verpassen

Mit den verschiedenen wiederaufladbaren Beltone Imagine Hörgeräten bleiben Sie selbstbewusst und mobil. Jede Hörlösung hat eine lange Akkulaufzeit, die mit Ihnen Schritt hält - den ganzen Tag lang.

Ein Portfolio von wiederaufladbaren Lösungen

Alle Beltone Imagine Akku-Hörgeräte bieten Ihnen mit einer einzigen Ladung genügend Energie, um Sie den ganzen Tag zu begleiten. Dies kann Ihnen helfen, sich selbstbewusster zu fühlen und das Leben zu genießen, ohne sich um das Wechseln von Batterien zu kümmern. Zudem ist es einfach, die Hörgeräte im Ladegerät einzusetzen, um sie induktiv aufzuladen - idealerweise über Nacht, damit sie für einen neuen Tag bereit sind.

Premium Ladeschale

Kompatibel mit Beltone Imagine RIC Hörgeräten verfügt die Premium Ladeschale über eine integrierte Powerbank für bis zu 3 vollständige Aufladungen.

- Kontaktloses Laden
- Mit zwei Status-LEDs:
 - LEDs auf der Rückseite zeigen den Akkustand der Ladeschale
 - LEDs auf der Vorderseite zeigen den Ladestand der Hörgeräte



Desktop Ladestation

Die Desktop Ladestation besticht durch ihr zeitloses Design und einfache Handhabung. Sie ist kompatibel mit den Beltone Imagine HdOs.

- Kontaktloses Laden
- Auch Hörgeräte mit größeren Otoplastiken haben genug Platz
- Farbliche Markierungen zur einfachen Handhabung



Die Hörlösung, die zu Ihnen passt



Modell	Beltone Imagine 17	Beltone Imagine 9	Beltone Imagine 6	Beltone Imagine 4
Gerätekonfigurationen				
Batteriegröße 63-DRW	312 Zink-Luft			
Batteriegröße 63-DRWC	Lithium-Akku			
Batteriegröße 64-DRW	13 Zink-Luft			
Höreroptionen	STD (LP, MP, HP, UP) und M&RIE (MM)			STD (LP, MP, HP, UP)
Kontrolloptionen	Taster (63-DRW and 63-DRWC), Multi-Funktionstaste (64), Telefonspule (64)			
IP Zertifizierung	IP68			
Audiologische Eigenschaften				
Anzahl der Kanäle	17	14	12	10
Vernetzte Direktionalität 3	●	-	-	-
M&RIE	●	●	●	-
Pinna-Restaurierung	●	●	-	-
Ultra Fokus	●	-	-	-
Vernetzte Direktionalität 2	-	●	-	-
Vernetzte Direktionalität	-	-	●	-
Synchronisierte Direktionalitätsautomatik	●	●	●	●
Binaurale situationsabhängige Verstärkung	●	-	-	-
Situationsabhängige Verstärkung	-	●	●	-
Störschallreduzierung	5 Einstellungen	3 Einstellungen	2 Einstellungen	An/Aus
Expansion	3 Einstellungen	2 Einstellungen	An/Aus	An/Aus
Impulsschallunterdrückung	3 Einstellungen	3 Einstellungen	An/Aus	An/Aus
Windgeräuschreduzierung	3 Einstellungen	2 Einstellungen	An/Aus	An/Aus
Frequenzkompression	●	●	●	●
Rückkopplungs-Manager	●	●	●	●
Synchronisierter Eingewöhnungsmanager	●	●	●	●
Tinnitus Sound Generator	●	●	●	●
Funktionelle Eigenschaften				
Ear-to-Ear Kommunikation	●	●	●	●
Direktes Audio-Streaming	●	●	●	●
Telefonspule (TC)	●	●	●	●
Beltone TV Link 2, Fernbedienung Mini, Fernbedienung 2, Phone Link 2, myPAL Micro und myPAL Pro	●	●	●	●
Beltone HearMax™ App	●	●	●	●
Klangoptimierung (Beltone HearMax™ App)	●	-	-	-
Fern-Feinanpassung				
Fern-Feinanpassung	●	●	●	●
Remote Firmware Updates	●	●	●	●
Beltone Fern-Feinanpassung Live	●	●	●	●
Anpassungseigenschaften				
Beltone Solus Max™ 1.13 or higher	●	●	●	●
Flexible Programme	4	4	4	4
Datalogging	●	●	●	●
Kabellose Anpassung mit Noahlink Wireless	●	●	●	●
Automatische Hörerererkennung	●	●	●	●



Modell	Beltone Imagine 17	Beltone Imagine 9	Beltone Imagine 6	Beltone Imagine 4
Gerätekonfigurationen				
Batteriegröße	Lithium-Ionen Akku			
Kontrolloptionen	Taster			
IP Zertifizierung	IP68			
Audiologische Eigenschaften				
Anzahl der Kanäle	17	14	12	10
Vernetzte Direktionalität 3	●	-	-	-
Pinna-Restaurierung	●	●	-	-
Ultra Fokus	●	-	-	-
Vernetzte Direktionalität 2	-	●	-	-
Vernetzte Direktionalität	-	-	●	-
Synchronisierte Direktionalitätsautomatik	●	●	●	●
Binaurale situationsabhängige Verstärkung	●	-	-	-
Situationsabhängige Verstärkung	-	●	●	-
Störschallreduzierung	5 Einstellungen	3 Einstellungen	2 Einstellungen	An/Aus
Expansion	3 Einstellungen	2 Einstellungen	An/Aus	An/Aus
Impulsschallunterdrückung	3 Einstellungen	3 Einstellungen	An/Aus	An/Aus
Windgeräuschreduzierung	3 Einstellungen	2 Einstellungen	An/Aus	An/Aus
Frequenzkompression	●	●	●	●
Rückkopplungs-Manager	●	●	●	●
Synchronisierter Eingewöhnungsmanager	●	●	●	●
Tinnitus Sound Generator	●	●	●	●
Funktionelle Eigenschaften				
Ear-to-Ear Kommunikation	●	●	●	●
Direktes Audio-Streaming	●	●	●	●
Telefonspule (TC)	●	●	●	●
Beltone TV Link 2, Fernbedienung Mini, Fernbedienung 2, Phone Link 2, myPAL Micro und myPAL Pro	●	●	●	●
Beltone HearMax™ App	●	●	●	●
Klangoptimierung (Beltone HearMax™ App)	●	-	-	-
Fern-Feinanpassung				
Fern-Feinanpassung	●	●	●	●
Remote Firmware Updates	●	●	●	●
Beltone Fern-Feinanpassung Live	●	●	●	●
Anpassungseigenschaften				
Beltone Solus Max™ 1.13 or higher	●	●	●	●
Flexible Programme	4	4	4	4
Datalogging	●	●	●	●
Kabellose Anpassung mit Noahlink Wireless	●	●	●	●