

PEARL

Presse-Information

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, silber/gold, Gr. 57 - 70](#)

Den Fitness-Tracker jetzt stilvoll am Finger tragen - in Silber oder Gold

- Hochwertiger Fitness- und Schlaf-Tracker mit kontinuierlicher Aufzeichnung
- Nur 2 mm dünn, mit Touch-Funktion zur Bedienung von Apps und Programmen
- Sensoren für Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung, Körpertemperatur & Schritte
- SOS-Funktion: ruft automatisch Notfall-Kontakte an und versendet Standort-Daten
- Per USB-ladbar: ausdauernder Akku mit bis zu 6 Tagen Laufzeit
- Wasserdicht bis 5 ATM und kostenlose App für Einstellungen und Auswertung

Einer der dünnsten Fitnesstracker für den Finger: Der nur 2 mm dünne [Fitness- und Schlaftacker-Ring mit SOS-Funktion und Touch-Steuerung](#) von [newgen medicals](#) ist mit Sensoren ausgestattet, die Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut und Körpertemperatur per App auf dem Handy anzeigen und die Schritte zählen. So trainiert man besonders effektiv und kann seine Leistung besser einschätzen. Durch die kontinuierliche Datenaufzeichnung erhält man ein umfassendes Bild seiner Fitness.

Hochwertige Materialien: Der Fitnessring besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist in edlem Silber oder Gold erhältlich. Ein echter Hightech-Hingucker, der jedem Finger schmeichelt: Die klobige Fitnessuhr ist passé, stattdessen trägt man dieses multifunktionale Fashion-Statement.

Alles im Griff per Fingertipp: Dank zuschaltbarer Touch-Funktion steuert man Multimedia und Apps mit nur einer Hand. So kann man zum Beispiel Fotos schießen oder sich selbst filmen - einfach durch eine dezente Berührung des Rings. Auch das Abspielen der Lieblingsmusik oder von Videos ist möglich. Sogar Powerpoint-Präsentationen lassen sich jetzt freihändig und souverän halten, denn ein Fingertipp genügt, um die Folien zu wechseln.

Sorgt für schnelle Hilfe im Notfall: Wie schnell ist man mit dem Fahrrad gestürzt oder im Bad ausgerutscht. Ab jetzt genügt ein Fingertipp, um Hilfe zu rufen. Denn ist der Ring per Bluetooth und App mit dem Smartphone gekoppelt, ruft er im Notfall die hinterlegten Notfallkontakte an. Zusätzlich sendet er die GPS-Koordinaten. So wissen Familie und Freunde nicht nur, dass man Hilfe braucht, sondern auch, wo man zu finden ist.

Den Schlaf besser verstehen: Dank der Schlafanalyse per App erkennt man, wie erholsam der Schlaf wirklich ist. So kann man im Handumdrehen seinen Tagesablauf oder seine Einschlafroutine optimieren und optimal erholt in den Tag starten.

Überall dabei: Der Fitnessring ist bis zu 5 atm wasserdicht. So übersteht er Regenschauer, Händewaschen & Co. problemlos. Und zum Schwimmen lässt man ihn einfach am Finger.

- Fitness- und Schlaftacker-Ring
- Modernes Design: nur 2 mm dünn
- **LED-Lichtsignal mit Erinnerungsfunktion:** zum Wasser trinken, Medizin einnehmen, für Termine u.v.m.
- **Sensoren für die Anzeige** von Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung, Körpertemperatur und Schrittzahl

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen
Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)
Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: presse@pearl.de

Presse-Information

- Ermittelt Kalorienverbrauch, zurückgelegte Distanz, Stresslevel, Schlaf-Qualität, Menstruationszyklus u.v.m.
- **Kontinuierliche Fitnessdaten-Aufzeichnung**
- Individuelle Fitness-Ziele für Schrittzahl, Distanz und Kalorienverbrauch einstellbar
- **Touch-Funktion** zur Steuerung und Bedienung von vielen Apps und Programmen
- **SOS-Funktion: automatischer Anruf und Übermittlung von GPS-Standort-Daten an hinterlegte Kontakte**
- Bluetooth 5 für die Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC
- **Kostenlose App für Android und iOS:** für Datenauswertung
- **Kein Abo und keine In-App-Käufe**
- 3 Sportarten wählbar für genauere Auswertung: Laufen, Gehen, Fahrradfahren
- Menstruationskalender-Funktion
- **Integrierter Datenspeicher für bis zu 7 Tage ohne Synchronisation mit Mobilgerät**
- **Wasserdicht:** 5 atm (50 m)
- Material: Edelstahl
- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 16 mAh für bis zu 6 Tage Laufzeit / 25 Tage Stand-by, lädt per USB-Ladestation (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Breite: 8,5 mm, Dicke: 2 mm
- Ring inklusive Ladestation mit USB-Kabel und deutscher Anleitung

Die Smart-Ringe stehen in Silber und Gold sowie in den Größen 57, 63, 65, 68 und 70 zur Verfügung. Preis jeweils 99,99 EUR:

SILBER:

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, silber, Gr.57](#)

Bestell-Nr. ZX-5543-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5543-4029.shtml>

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, silber, Gr.63](#)

Bestell-Nr. ZX-5544-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5544-4029.shtml>

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, silber, Gr.65](#)

Bestell-Nr. ZX-5545-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5545-4029.shtml>

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, silber, Gr.68](#)

Bestell-Nr. ZX-5546-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5546-4029.shtml>

Presse-Information

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, silber, Gr.70](#)

Bestell-Nr. ZX-5547-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5547-4029.shtml>

GOLD:

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, gold, Gr. 57](#)

Bestell-Nr. ZX-5548-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5548-4029.shtml>

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, gold, Gr. 63](#)

Bestell-Nr. ZX-5549-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5549-4029.shtml>

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, gold, Gr. 65](#)

Bestell-Nr. ZX-5550-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5550-4029.shtml>

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2mm, gold, Gr. 68](#)

Bestell-Nr. ZX-5551-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5551-4029.shtml>

[newgen medicals Fitnesstracker-Ring, Herzfrequenz- & SpO2-Anzeige, 2 mm, gold, Gr. 70](#)

Bestell-Nr. ZX-5552-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX5552-4029.shtml>

Bilderlinks*:

ZX-5543-ZX-5547 (silber)

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 01_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 02_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 03_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 04_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 05_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 06_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 07_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 08_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5547 09_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_silber.jpg

ZX-5548 - ZX-5552 (gold)

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5548 - ZX-5552 01_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_gold.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5548 - ZX-5552 02_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_gold.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5548 - ZX-5552 03_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_gold.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5548 - ZX-5552 04_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_gold.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-5548 - ZX-5552 05_newgen_medicals_Fitnesstracker-Ring_gold.jpg

Presse-Information

Apps-Screens:

<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 01.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 02.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 03.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 04.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 05.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 06.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 07.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 08.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 09.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 10.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 11.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 12.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 13.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 14.jpg>
<https://www.pearl.de/Presse/ZX-5543 - ZX-5551 AppScreen 15.jpg>

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: <https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/>

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, <https://www.pearl.de>