

# PEARL

## Presse-Information

[newgen medicals ELESION-kompatible Fitness-Smartwatch PW-510.app, Szenen-Steuerung, Bluetooth, 3ATM](#)

**Bis zu 6 Szenen im Smarthome bequem vom Handgelenk aus steuern**

- Extragroßes Full-Touch-Farbdisplay mit 1,69" / 4,29 cm Diagonale
- Smart-Home-Steuerung: bis zu 6 Szenen durch Antippen auslösen
- Zeigt Herzfrequenz und Blutsauerstoff
- Kunststoff-Gehäuse und schwarzes Silikon-Armband
- Kostenlose App "ELESION" für Auswertung, Szenen-Steuerung u.v.m.
- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Schlafdaten, Körpertemperatur und Smart-Home-Szenen direkt am Handgelenk: Die [Fitness-Smartwatch](#) von [newgen medicals](#) ist Armbanduhr, Fitness-Coach und Steuerzentrale für das smarte Zuhause in einem.

Keine wichtigen Nachrichten mehr verpassen: Per Bluetooth und kostenloser App erhält man Push-Benachrichtigungen vom iOS- oder Android-Smartphone direkt auf das Display der Uhr.

Per App "ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle und steuert bis zu 6 Szenen des Smarthomes bequem vom Handgelenk aus. So kann man per Fingertipp das Licht einschalten oder die Rollläden herunterfahren.

Mobiler Fitness-Coach inbegriffen: Mit praktischen Funktionen wie zum Beispiel der Anzeige der Herzfrequenz, des Kalorienverbrauchs, die zurückgelegten Kilometer und Schritte überwacht man ganz einfach seine sportlichen Aktivitäten.

Mehr über sich erfahren, beispielsweise wie gut und lange der Schlaf war? Ist der Schlaf-Modus aktiviert verrät es die Smartwatch!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!

- **ELESION-kompatible Fitness-Smartwatch mit Bluetooth und App**
- Fitness-Einstellungen, Gesundheits-Übersicht und Auswertung der Daten per Gratis-App für iOS und Android
- **Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android:** zum Steuern von bis zu 6 Szenen, für Einstellungen und Auswertungen
- **Kompatibel zum Smart-Life-System:** ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden
- Zeigt Push-Benachrichtigungen vom Smartphone oder Tablet-PC an
- **Bluetooth 5:** für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten
- **Extragroßes Full-Touch-Farbdisplay** mit 1,69" / 4,29 cm Diagonale zum einfachen Bedienen der Uhr
- Optischer Sensor für dynamische Herzfrequenz-Anzeige
- **Integriertes Thermometer zur Messung der Körpertemperatur**
- **Schlaf-Modus:** Zeichnet auf, wie lange und gut man schläft
- Verschiedene Watchfaces zur Auswahl

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen  
Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)  
Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: [presse@pearl.de](mailto:presse@pearl.de)

# Presse-Information

- Weitere Funktionen: Zeigt den Blutdruck- sowie den Blutsauerstoffgehalt, errechnet den Kalorienverbrauch, Schrittzähler, Stoppuhr, Timer, Wettervorhersage
- Verbindung zu Google Fit für Android-Geräte möglich
- Modernes Design: Kunststoff-Gehäuse und schwarzes Silikon-Armband
- **Staub- und wasserdichtes Gehäuse:** IP68 (3 ATM)
- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 200 mAh für bis zu 8 Tage Nutzungsdauer, 25 Tage Stand-by, lädt per USB-Ladedock (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 44 x 36 x 10 mm, Gewicht: 52 g
- Smartwatch PW-510.app mit Silikon-Armband inklusive USB-Ladedock und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107412322

**Preis: 27,99 EUR**

Bestell-Nr. ZX-5387-625

**Produktlink:** <https://www.pearl.de/a-ZX5387-1010.shtml>

Auch als 2er-Set erhältlich:

**[newgen medicals 2er ELESION-kompatible Fitness-Smartwatch, Szenen-Steuerung, IP68](#)**

**Preis: 49,99 EUR**

Bestell-Nr. ZX-5454-625

**Produktlink:** <https://www.pearl.de/a-ZX5454-1010.shtml>

**Bilderlinks\*/\*\*:**

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_01\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_01_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_02\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_02_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_03\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_03_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_04\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_04_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_05\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_05_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_06\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_06_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_07\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_07_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_08\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_08_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_09\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_09_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_10\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_10_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_11\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_11_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_12\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_12_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

[https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387\\_13\\_newgen\\_medicals\\_ELESION-kompatible\\_Fitness-Smartwatch.jpg](https://www.pearl.de/Presse/ZX-5387_13_newgen_medicals_ELESION-kompatible_Fitness-Smartwatch.jpg)

\*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / [www.pearl.de](http://www.pearl.de)

\*\*Bitte beachten Sie, dass Modelbilder nur maximal zwei Jahre nach dem Aussand der Presse-Information veröffentlicht werden dürfen.

**Unsere Pressemitteilungen** finden Sie hier: <https://www.lifepre.de/newsroom/pearlgmbh/>

**PEARL-Logo zum Download:** [https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH\\_Logo.zip](https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip)

**Bezugsquelle:** PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, <https://www.pearl.de>

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen  
Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)  
Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: [presse@pearl.de](mailto:presse@pearl.de)